

ACTO[®] SURGICAL MASK

Tek kullanımlık Maske

- ✓ Filtreli
- ✓ Burun Klipsli
- ✓ 3 Katlı (Nonwoven-spunbond/Nonwoven meltblown/Nonwoven-spunbond)
- ✓ Lastikli
- ✓ Ultrasonik Dikişli



Toz
tutmaz



Damlacık
tutmaz



Rahat ve
nefes almaya
elverişli



Üç katlı
tasarım



Kaliteli
malzeme



Ayarlanabilir
burun teli

ACTO[®] SURGICAL MASK

ACTO® SURGICAL MASK dokunmamış (nonwoven) kumaştan üretilmiştir. Lateks içermez. Ürün hava geçirgenlik özelliğine sahiptir.

Kullanım Amacı: Ameliyathanelerde, hastanelerde ve benzer özelliklere sahip diğer tıbbi ortamlardaki tıbbi işlemler sırasında enfeksiyon etkenlerinin personelden hastalara ya da hastalardan personele ya da diğer insanlara bulaşmasını sınırlamak amacıyla kullanılan, tek kullanımlık, koruma amaçlı, non-steril, lastikli, filtreli, üç katlı yüz maskesidir. Pandemi ya da salgın durumunda enfeksiyonun yayılma riskine karşı kullanılmaktadır.

	Test Metodu	Sonuç	Limit	Sonuç
ACTO® Surgical Mask	Basınç Farkı (Nefes Alabilirlik) EN ISO 14683+ AC:2019 EkC	33.9 Pa/ cm²	<40 Pa/cm² Type I and Type II mask	Uygun
	Kan Sıçrama Direnci EN 14683:2019+AC (5.2.4)	>21.3k Pa	≥16 kPa Tip IIR Mask	Uygun
	Mikrobiyal temizlik (Biyoyük) EN ISO 14683+ AC:2019 Ek D EN ISO 11737-1	10 cfu	≤30 cfu	Uygun
	Bakteri Filtrasyon Verimlilik Tayini Testi (BFV) EN ISO 14683 +AC :2019	%98,1	Tip I ≥95 Tip II ≥98	Uygun

Maske nasıl kullanılır?



Maskeyi giymeden önce ellerinizi alkol bazlı bir el temizleyici veya sabun ve su kullanarak temizleyin.



**Ağzınızı ve burnunuzu
maskeyle kapatın.
Yüzünüz ve maske arasında
hiç boşluk kalmadığından
emin olun.**



Maskeyi kullanırken maskeye dokunmaktan kaçının. Eğer yaparsanız ellerinizi alkol bazlı bir el temizleyici veya sabun ve su kullanarak temizleyin.



Maske nemlendiğinde mümkün olan en kısa sürede maskeyi yenisiyle değiştirin ve tek kullanımlık maskeleri tekrar kullanmayın.



Maskeyi çıkarmak için: arka tarafından tutarak çıkarın (maskenin ön tarafına dokunmayın). Hemen kapaklı bir atık kovasına atarak bertaraf edin. Ellerinizi alkol bazlı bir temizleyici veya sabun ve su kullanarak temizleyin.

Paketleme		
Birim	Koli İçi Adet	Artikel-No.
50 Pcs	30	13.6100.50



ACTO GmbH
Head Office & Factory
 Schulstrasse 8 • 31613 Wietzen-Holte / Germany
Tel: +49 (0) 5022 9801-0 • **Fax:** +49 (0) 5022 9801-37

Braunschweig Office
Büchnerstrasse 11 • 38118 Braunschweig / Germany

www.actogmbh.com • info@ctogmbh.com

ACTO PHARMA HİJYEN SAN. TİC. A.Ş.
Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No: 11 • 34522 Esenyurt - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

www.actopharma.com • info@actopharma.com

A German Company